

Все лабораторные халаты изготовлены из материалов высочайшего качества, обеспечивающих отличную защиту и превосходный комфорт:

- Гладкие и удобные материалы без ворса устраняют раздражение кожи.
- Высокопроницаемые строительные слои остаются прохладными даже при длительном использовании.
- Различный стиль можно настроить в соответствии с вашими различными требованиями

<u>Материал ткани</u>	SMS
Стиль	Завязки на воротнике и талии, манжеты трикотажные.
Размеры размер	S-3XL
Вес ткани	35-65г, может быть как ваш запрос
цвет	Синий цвет
Сертификат	ISO13485, FDA
MOQ:	10000 шт.
Дизайн упаковки	может быть как твой дизайн
Упаковка	1ПК / пластиковый бумажный пакет, 50ПК / кор, или по вашему требованию
Возможность	60,000ПК в день
Срок поставки	10-30 дней
<u>Приложения</u>	лаборатория, клиника, пищевая промышленность, беспыльный цех, больница

Картина Одноразовый лабораторный халат с трикотажными манжетами производитель медицинских



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

