

Все медицинские халаты изготовлены из материалов высочайшего качества, обеспечивающих отличную защиту и комфорт:

- Гладкие и удобные материалы без ворса устраняют раздражение кожи.
- Высокопроницаемые строительные слои остаются прохладными даже при длительном использовании.
- Различный стиль можно настроить в соответствии с вашими различными требованиями

Материал ткани	SMS-материалы
Стиль	Завязки на воротнике и талии, манжеты трикотажные.
Размеры размер	120 * 140 см, асп можно настроить
Вес ткани	35-45 г, может быть как ваш запрос
цвет	Синий цвет
Сертификат	ISO13485, FDA, CE
МОQ:	10000 шт.
Дизайн упаковки	может быть как твой дизайн
Упаковка	1ПК / пластиковый бумажный пакет, 50ПК / кор, или по вашему требованию
Возможность	60,000ПК в день
Срок поставки	7-30 дней в зависимости от количества заказа
Приложения	лаборатория, клиника, пищевая промышленность, беспыльный цех, больница

На фото одноразовый халат медицинского уровня 1 с трикотажными манжетами поставщик медицинских услуг



Tie on neck



Tie on belly



Tie on waist



Knitted cuff





**Velcro
back neck**



Round collar



Tie on waist



Knitted cuff

