

Одноразовые колпачки из нетканого материала, одноразовые колпачки для медсестер, хирургические колпачки из буффанта с одинарной резинкой

Он изготовлен из нетканого полипропилена, шитья и автоматического стиля.

Преимущества

1. Хорошая защита, легкий вес, без латекса.
2. Стиль шитья, удобное ношение.
3. Доступны белые, синие, зеленые, желтые, розовые, оранжевые, красные цвета.

Показания к применению

Для больниц, клиник, медицинских и пациентов, беспыльный цех, пищевой завод.

Упаковка колпачков клипс

100ПК / мешок, 2000ПК / картонная коробка. Размер коробки: 58X25X27см 1 * 20 контейнер может загружать 715ctns, всего 1430, 000ПК. Контейнер 1 * 40 может загружать 1737ctns, всего 3474, 000ПК

Название Одноразовые хирургические эластичные шапочки из нетканого материала

Материал ПП 10-30г

Стиль: кепка Bouffant, кепка-клипса, бейсболка. шапочка от швабры. шапочка доктора

Размер 18 ", 19 ", 20 ", 21 ", 22 ", 24 "

Цвет белый, зеленый, синий, желтый, розовый, красный, оранжевый и т. Д.

упаковка 100 шт. / пакет, 2000 шт. / кор. Дизайн упаковки вся внутренняя сумка и картонная печать могут быть как ваш дизайн

Минимальный заказ 100000 шт. Образец может быть доставлен бесплатно для проверки качества в течение 3 дней. Способ оплаты T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,

Срок поставки Емкость: 200,000ПК / день, 1 * 40HQ может быть завершено в течение 10-15 дней;

FOB порт Ухань / Шанхай / Нинбо / Гуанчжоу