

галстук на / липучка на шее, эластичная / вырезанная манжета, стандартная или усиленная  
размер S-5XL

белый, зеленый, синий, желтый, розовый, красный, серый, черный и т. Д.

10 шт. / Коробка, 10 пакетов / CTN или 1 шт. / Сумка, 50 шт. / Сумка

все внутренние коробки и картонная печать могут быть в качестве вашего дизайна

мог может быть предоставлен бесплатно для вашей проверки качества в течение 3 дней

T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Escrow,

Емкость: 10 000 шт. / день, 1 \* 40хк может быть завершена в течение 10-15 дней;

Ухань / Шанхай / Нинбо / Гуанчжоу

### **одноразовый**

1. PP защита не стерильных хирургических платыв он изготавливается из гидрофобного полипропиленового материала, без латекса; износостойкость; низкий свет; с высоким уровнем отталкивания жидкости. цвет: белый, зеленый, синий, желтый, апельсин и так далее Материал Вес: 30-65гсм. 3. SMS защита не стерильных хирургических платыв (стандартная и усиленная): он изготовлен из гидрофобных SMS / вкусоустойчивой материала, без латекса; износостойкость; низкий уровень веществ; с высоким уровнем противодействия жидкости; хороший барьер к крови, жидкости тела и патогены Отказ галстук на / липучке на шее, эластичном / режущей манжете, стандартной или усиленной.