

## ВВЕДЕНИЕ ОДИНЦОВАЯ КЛАПА:

Имя бренда: ORIENT HONEST

Номер модели: ОН-1001, ОН1002, ОН1003

Сертификация: CE / ISO13485 / FDA

Место происхождения: Китай

Материал : Рr неткат

Цвет: Белый, зеленый, синий, розовый, желтый, розовый, оранжевый, фиолетовый, красный (все цвета могут быть доступны)

Стиль: эластичные крышки клипа

Масса: 10G-30G

Размер: 18 " □ 19 " □ 21 " □ и т.д.

Детали упаковки: 100 шт./Сумка, 20 ПК/СТН

## Спецификации одноразовой крышки клипа:

<b>Товар:</b>	Медицинские расходные материалы высококачественный красочный нетканый одно или двойной эластичный 19 " 20 " '21' " Одноразовый крышка зажима на заказ
<b>Материал:</b>	Нетканый стр с упругими
<b>Граммаж:</b>	10g ~16грамм
<b>Стиль:</b>	Один упругой или двойной эластичный
<b>Размер:</b>	19 ", или 18 ", 20 ", 21 " ', так далее.
<b>Цвет:</b>	Белый, зеленый, желтый, Синий, так далееАнкет
<b>МОк</b>	100B000 шт
<b>Упаковка:</b>	100 шт./Сумка; 2000pcs/ctn
<b>Заявление:</b>	за семья, Медицинский, хирургический, фармацевтический, лабораторный, промышленный секторс, картина, чистящая комната и т. Д.
<b>Хранилище:</b>	Хранится в сухой влажности ниже 80%, вентилируемых некоррозийных газов склад
<b>Условия платежа:</b>	T/T, L/C, PayPal, D/P, D/A и т. Д.
<b>Другой сервис:</b>	OEM и индивидуальный логотип/бренд
<b>Сертификация:</b>	CE, ISO13485, FDA

## Особенности одноразовой крышки клипа:

- 1 Дышащий, неабирбентный, долговечность
- 2 С одному или двойной эластичной, в форме плиссированной или формы зажима с различными цветами.
- 3 Эффективность фильтрации бактерий (BFE) достигла 99,1%. Эта скорость намного выше, чем обычный стандарт 97%.

4 Бесплатные образцы и настройка доступны

5 Крышка в форме клипа перед развернутой

6 Мы могли бы гарантировать лучшие качества, быстрая доставка, разработка новый материал Анкет

### Фотографии одноразовой крышки клипа:











orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

