

## Введение водонепроницаемого пончо:

Толщина: 0,02 мм

Стиль: сделано машиной

Материал: PE

Размер: 50 "x80" (для взрослых), 40x60 "(дети) или индивидуальные

Цвет: желтый, красный, белый, синий и т. Д.

Paymentterms: T / T, L / C, D / A, D / P, западное соединение, ESCROW, paypal

Количество минимального заказа: 5000 шт.

## Применение водонепроницаемого пончо:

Используется в медицинской проверке, по дому, в больнице, в лакокрасочной промышленности, в пищевой промышленности, в салоне красоты и т. Д.

## Пример политики:

1. Предлагаются Freesamples
2. Образцы могут быть завершены в течение 3 дней.

## Спецификация водонепроницаемого производителя пончо:

МОQ	5000шт
материал	Ткань: PE, ПВХ, EVA, TPU и т. Д.
Размер	50 "x80" (для взрослых), 40x60 "(дети) или настроены или как ваш запрос
Толщина	0,02 мм или 0,015 мм-0,04 мм
цвет	Красный, Прозрачный, Оранжевый, Синий или Ясный, Желтый, Зеленый, Белый и т. Д.
Логотип	Спереди
пакет	Мешок 1pc / opp, 250pcs / ctn, 51 * 30 * 23cm / ctn
сертификат	CE, ISO13485, FDA
Образец	Свободные образцы можно закончить через 2 дня

## Подробные фотографии водонепроницаемого пончо:



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





