

Одноразовые защитные Non Woven Lab Coat Черный цвет Поставщики

- 1, Бесплатный образец.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />
- 2, малый заказ приемлемый;
- 3, L / C, T / T, D / P;
4. Доступны FOB, CNF, CIF, EXW;
- 5, конкурентоспособная и стабильная цена потому что мы фабрика.
- 6, Квалифицированные продукты. Допуск продукта третьей части является приемлемым.
- 7, обслуживание OEM. Дополнительные параметры материала, рисунка, размера и упаковки;
- 8, своевременная доставка. Лучшее время выполнения 25-30 день для контейнера 40HQ.
- 9, Профессиональное обслуживание экспорта. Документация, оформление, морской транспорт, все в одном.
- 10, хорошее послепродажное обслуживание. Мы заботимся о жалобах, поскольку мы хотели бы быть вашим долгосрочным поставщиком!

Спецификация Non Woven Lab Coat Black Color

имя	Одноразовые защитные Non Woven Lab Coat Черный цвет Поставщики
Размер	Имеются размеры S-5XL, обычный размер. S: 98x118cm, M: 103x123cm, L: 107x128cm, XL: 110x134cm, XXL: 117x140cm. (Изготовление продукции по образцам клиента и спецификациям)
материал	PP45g
Стиль	Опора стойки, Zip-фронт, Эластичные манжеты
цвет	черный
заявка	Медицинский & здоровье / Бытовая техника / Лаборатория
Характеристика	Прочный, экологически чистый, нетоксичный, дышащий и гибкий
	Анти-алкоголь, анти-кровь, анти-масло
	Водонепроницаемый, Кислотостойкий, Щелочистый
МОQ	5000 PCS
Образец	может предоставить в течение 2 дней
Условия оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P, западное соединение, ESCROW, Paypal
Срок поставки	Один контейнер объемом 40 часов может быть закончен в течение 20-30 дней.



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

