

1. Защита PP не стерильные хирургические платья

Изготовлен из гидрофобного полипропиленового материала, без латекса; Износостойкий; Низкий свет; С высоким уровнем отталкивания жидкости. Цвет: белый, зеленый, синий, желтый, апельсин и так далее
Материал Вес: 30-65 г.

2. Защита PP + PE не стерильные хирургические платья

Это сделано из смс материал, без латекса; Износостойкий; Совершенно непроницаемая жидкость и алкоголь репеллент.
Цвет: белый, синий.
Вес материала: 40-65 г.

3. СМС защита не стерильных хирургических платьев (стандартные и усиленные):

Он изготовлен из гидрофобных SMS / Spunlace материала, без латекса; Износостойкий; Низкий свет; С высоким уровнем отталкивания жидкости; Хороший барьер для крови, жидкостей тела и патогенов.

Со звездным и укрепленным стилем. Усиленный стиль с дополнительной защитной арматурой на рукаве и груди, который может быть полностью непроницаемым жидкостью и отталкивающим спиртом.

Доступный цвет: белый, синий.

Материал Вес: 35-65гсм.

Свяжитесь на / липучке на шее, эластичном / режущей манжете, стандартной или усиленной.

Имя	Одноразовый смс платье
Материал	SMS, SMMS,
Стиль	Свяжитесь на / липучке на шее, эластичном / режущей манжете, стандартные или усиленные
Размер	S-5XL.
Цвет	белый, зеленый, синий, желтый, розовый, красный, серый, черный и др.
упаковка	10 шт. / Коробка, 10 мешков / CTN или 1 шт. / Сумка, 50 шт. / Сумка
Дизайн упаковки	Все внутренние коробки и картонная печать могут быть в качестве вашего дизайна
MOQ	5000 шт
Образец	может быть предоставлен бесплатно для проверки качества в течение 3 дней
Платежный путь	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Escrow,
Срок поставки	Емкость: 10 000 шт. / День, 1 * 40хк может быть завершена в течение 10-15 дней;
Порт FOB	Ухань / Шанхай / Нинбо / Гуанчжоу

