

Показания

Широко используется в больницах, консервный завод и пыли семинар

Нормальный упаковка

100шт/мешок, 10bags/ctn

Технические характеристики голубого PE рукав Обложка

Элемент	Одноразовые упругой пластиковые водонепроницаемый синий PE рукав Обложка поставщиков
Материал	PE
Вес	2.5-5G
Стиль	с резинкой
Размер	20 * 40 см, 20 * 44 см, 20 * 60 см и т.д.
Цвет	Голубой
Упаковка	100шт/мешок, 10bags/ctn
Packing дизайн	все внутренние коробки и коробки печать может быть как ваш дизайн
Дизайн коробки	40 * 20 * 32 см
Приложения	Широко используется в больницах, консервный завод и пыли семинар
MOQ	50000PCS
Пример	может поставляться бесплатно для вашего качества, проверка в 3days
Срок оплаты	T/T, L/C, D/A, D/P/ДЕПОЗИТНЫЙ
Время доставки	как количество (мы можем закончить 100000 штук в неделю)
FOB порт	Ухань/Шанхай/Нинбо/Гуанчжоу