

Одноразовая маска для покраски, изоляции маска для лица для хирургических, медсестра маска завода лицо

Параметры маски для живописи

- 1) Материал: PP нетканая + высокая фильтрация бумага + PP Non Woven
- 2) Цвет: белый / синий / зеленый / розовый / желтый / оранжевый / фиолетовый / лимон / Capri синий / бордовый / черный
- 3) Ухо петля: галстук или эластичная петля уха
- 4) Размер: 17,5 * 9,5 см для взрослых;
14,5 * 9,5 для детей;
12.5 * 7.5cm для ребенка
- 5) Нос бар: пластик или металл, гибкий, слесарно фиксированной
- 6) ОФЭ 95%, 99% ОФЭ

Применение маски для живописи

- 1) Широко используется в повседневной жизни, без пыли работы магазина, фабрика еды, чтобы предотвратить пыль повседневной жизни;
- 2) Для больницы, клиники, врача и пациентов, чтобы предотвратить вирус, жидкости организма и содержание выплеска крови.

Упаковка лицевой маски для хирургического

Спецификация	Нормальная упаковка	Размер коробки	1 * 40 HQ контейнер может держать (шт)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 шт / коробка, 40 коробок / CTN	52 * 19 * 42cm	3,280,000 шт
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 шт / коробка, 40 коробок / CTN	51 * 37 * 30cm	2,400,000 шт

Примечание: все они могут быть специальные настроены в соответствии с вашими фактическими потребностями

Хранение лицевой маски для хирургического

- 1) Продукт будет сохранять свои свойства при его хранении в сухом месте при температуре от 10 ° до 30 ° C

2) Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Изображение медсестрой маска для лица

