

Одноразовая маска для лица.

описание продукта

Использование 3 слоев без тканой ушной петли высокая фильтрация защита лица маска для лица поставщик

Изготовленные из 3 слоев, внутри и наружных слоев являются PP Non Woven, средний слой составляет 99% высокой стандартной фильтровальной бумаги. С стилем контура ушей.

Преимущество

1. Очень четкий производитель, ISO CE FDA Certified 3Ply Nonty Face Mask Carriable Hiregical Face, любой цвет.
2. IO, CE, FDA, BFE > 99%, стандарт типа II / типа IIR.
3. Емкость: 1000 000 шт. / День, 1 * 40HQ может быть завершена за 10-15 дней;
4. Freelaxet БЕСПЛАТНО, легкое дыхание, экологически чистое, дизайн упаковки OEM, круглосуточный сервис.
5. Дружелюбная кожа, гипоаллергенная, удобная, высокая воздухопроницаемость, стекловолокно бесплатно, бесплатный латекс
- 6, может быть один упакован.

Технические характеристики.

материал	3PLYPLE, PP Non Woven 25G + фильтр 25G + PP Non WOVN 25G
Характерная черта.	Дружелюбная кожа, гипоаллергенная, удобная, воздухопроницаемость, бесплатное стекловолокно, бесплатный латекс
Стиль	Эластичная контурная петля (свободный латекс)
Размер	17,5x9,5 см (взрослый)
Цвет	Белый, зеленый, синий, розовый, желтый, розовый, оранжевый, фиолетовый, красный, зеленый яблоко, черный, (все цвета могут быть доступны)
упаковка	Нестерильные: 50шт / коробка, 2000 шт. / CTN или 1000 шт. / CTN
Дизайн упаковки	Все внутренние коробки и картонная печать могут быть похожи на ваш дизайн
Размер коробки	52x38x30см.
Заявление	Клиническая медицинская персонал больницы и пациенты. Бесплатные мастерские, лаборатории, пищевая промышленность, электронное производство и так далее
MOQ.	10000 шт.
Образец	Может быть предоставлено бесплатно для вашего качества проверки в течение одной недели
Условия оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Срок поставки	1 * 40HQ может быть завершен за 7-10 дней. В целом вы (2 млн. ПК в день)

FOB порт.	Ухань / Шанхай / Нинбо / Гуанчжоу
-----------	-----------------------------------

Упаковка и доставка

Не стерильные: 50 шт. / Коробка, 40 коробок / CTN или 20 коробок / CTN

наш сервис

1. Дайте продукцию лучшего качества

Профессиональная команда QC строго контролирует каждый шаг добычи до тех пор, пока он не содержит.

2. Самое быстрое время доставки

Если срочно, 1 * 40HQ может быть завершен в 5-7 дней!

Обычно 1 * 40HQ можно завершено за 10-15 дней!

Занятый сезон, 1 * 40HQ может быть завершен за 25-30 дней!

3. Самая разумная цена

Продолжайте инвестировать в растущие работники, продукты и наш опытный процесс, чтобы минимизировать стоимость каждого шага!

4. Сладкий и быстрый сервис

Наши рабочие всегда будут терпеливо сделать ваш вопрос ответом

Через 5-10 минут.

5. Мы также можем помочь источнику подключенного продукта.

В дополнение ко всем типам одноразовых медицинских изделий, мы также можем помочь вашему источнику продуктов, подключенных к вашему запросу!

Информация о компании

Wuhan Orient Honest Medical Products Co., Ltd. («Orient Honest») - это разработка глобальных продуктов и прямых производственных компаний, специализирующихся на инновациях и медицинских расходах и экономически эффективных затратах. Orient Honest был распространен на нашу обширную продуктовую линию, как все виды одноразовых защитных комбинезонов, хирургические платья, лаборатории, маски для лица, листов, хирургические колпачки, покрытия для обуви, оружия на руку, дождевые пончо, хлопковые рулоны и так далее.

Orient Honest - это быстрорастущая компания, удовлетворенность клиентов всегда наша миссия и цель. Наша приверженность устойчивому улучшению нашего производственного процесса, улучшает производительность продукта и развивать новые эффективные продукты для удовлетворения требований различных клиентов и рынков. Все наши продукты

придерживаются международных стандартов качества, таких как ISO13485, CE, FDA.

Наши предметы были экспортированы в Европу, Северную Америку, Южную Америку, Азию и так далее.

<https://www.china-disposable.com/products/surgical-safety-black-face-mask.html#.yj4ybagzauk>