

## **Наше преимущество**

1. Прямо производитель
2. ISO13485, CE, Сертификат FDA
3. Емкость: 10, 000 шт. / День, 1 \* 40хк может быть завершена в течение 10-15 дней;
4. OEM приемлемый, сервис за 24 часа.

Одноразовые хирургические платья изготавливаются из высокопроизводительной изоляции защитного материала. Широко используется в медицинской защитной защите, асептической мастерской, защитной изоляции, завод по горному электронному электронику, еду на фабрике фермы животноводства. Биофазард и так далее.

С двумя видами процессов: шитье или ультразвуковое тепловое соединение.

## **Материальные особенности**

### **1. PP одноразовые хирургические платья**

Изготовлен из гидрофобного полипропиленового материала, без латекса; Износостойкий; Низкий свет; С высоким уровнем отталкивания жидкости.

Цвет: белый, зеленый, синий, желтый, апельсин и так далее

Материал Вес: 30-65 г.

### **2. PP + PE Одноразовые хирургические платья**

Он изготовлен из материала PP + PE, без латекса; Износостойкий; Совершенно непроницаемая жидкость и алкоголь репеллент.

Цвет: белый, зеленый, синий, желтый.

Вес материала: 40-65 г.

### **3. Одноразовые хирургические платья SMS (стандартные и усиленные):**

Он изготовлен из гидрофобных SMS / Spunlace материала, без латекса; Износостойкий; Низкий свет; С высоким уровнем отталкивания жидкости; Хороший барьер для крови, жидкостей тела и патогенов.

Со звездным и укрепленным стилем. Усиленный стиль с дополнительной защитной арматурой на рукаве и груди, который может быть полностью непроницаемым жидкостью и отталкивающим спиртом.

Доступный цвет: белый, синий.

Материал Вес: 35-65гсм.

Свяжитесь на / липучке на шее, эластичном / режущей манжете, стандартной или усиленной.

Имя	Одноразовый выделение
Материал	PP, PP / PE, SMS, SMMS, SPE
Стиль	Свяжитесь на / липучке на шее, эластичном / режущей манжете, стандартные или усиленные
Размер	S-5XL.
Цвет	белый, зеленый, синий, желтый, розовый, красный, серый, черный и др.
упаковка	10 шт. / Коробка, 10 мешков / CTN или 1 шт. / Сумка, 50 шт. / Сумка

Дизайн упаковки	Все внутренние коробки и картонная печать могут быть в качестве вашего дизайна
МОQ	5000 шт
Образец	может быть предоставлен бесплатно для проверки качества в течение 3 дней
Платежный путь	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Escrow,
Срок поставки	Емкость: 10 000 шт. / День, 1 * 40хк может быть завершена в течение 10-15 дней;
Порт FOB	Ухань / Шанхай / Нинбо / Гуанчжоу

<https://www.china-disposable.com/products/disposable-surgical-gowns.html#.yjnaruzauk>