

Все крышка багажника изготовлены из материалов высочайшего качества, обеспечивающих отличную защиту и непревзойденный комфорт:

Гладкие и удобные материалы без ворса устраняют раздражение кожи.

- Легко дышащие строительные слои остаются прохладными даже при длительном использовании.
- Различные стили могут быть настроены в соответствии с вашими различными требованиями

Ткань Материал	Нетканый полипропилен
Стиль	С резинкой на щиколотке
Размеры сразмер	40 * 50 см можно настроить по вашему запросу
Ткань wвосемь	20-60г, смог бы быть как вы заказали
цвет	Синий цвет
Сертификат	ISO13485, FDA
МОQ:	10000 шт.
Дизайн упаковки	может быть как твой дизайн
Упаковка	100 ПК / пакет, 1000 ПК / коробка, или как ваше требование
Возможность	60 000шт в день
Срок поставки	7-30 дней
Приложения	лаборатория клиника, пищевая промышленность, беспыльный цех, больница

Картина Одноразовые нетканые бахилы большого размера производитель медицинских изделий









