

Обзор конфигурации

Этот [платье](#) предназначен для дополнительной защиты во время хирургических процедур Умеренная продолжительность с участием

Умеренный риск инфекции.

. Он состоит из:

Материал: SMS, PP, PP+PE, CPE

Цвет: синий, белый

2 длинных рукава с вязаной манжетой или эластичная манжета

Задняя шея на липучке, галстук на шею или круглый воротник и талия

Технические спецификации

Рекомендую сырье: [СМС](#), Pp+pe, cpe

Стиль: два длинных рукава с вязаной манжетой, Липучка на спине шеи или галстука на шее и талия

Размеры: CM

Sizes	Long (below highest point of shoulder seam)	Width (monolayer)	Belt length	Length of sleeve	Deviation
108 × 138 (S)	108	137	65	58	± 2
115 × 137 (M)	115	138	65	58	± 2
120 × 150 (L)	120	150	65	59	± 2
130 × 150 (XL)	130	150	69	59	± 2
140 × 160 (XXL)	140	160	69	61	± 2

упаковка

1ПК/ Bag, 50ПК/carton

Картон: 50 см*32 см*30 см, Около 540 картонных коробок в 2080 картонных коробках в одном 40HQ

Инструкции

1. Мыть руки чистыми;
2. Проверка стерильной хирургической упаковки (не истекает, поврежден, влажная и т. Д.
3. Снимите стерильную сумку и выньте [платье](#) и откройте это.