

Располагаемый пропиленный лист для перерасмещения и передачи пациентов

Характеристики одноразового переносного листа

- 1) одноразовый ведомость с переносным брезентом специально спроектирована из нетканевого, недоступного для воды материал для полипропилена.
- 2) это невероятно strong с максимальным весом пользователя 400кг.
- 3) каждый лист сделано для того, чтобы сделать поворот, переселение и передачу пациентов очень легко с 6 с каждой стороны.

В Спецификация для полипропиленового листа

Материала	Полипропилен
Цвет	синий
Стиль	Ультразвук Теплоизоляция, с отверстием на стороне длины
Размер	195км * 85км (может быть сделано в соответствии с требованием клиента)
Приложения	Больница, чрезвычайная ситуация центр, клиника
МОК	5 000 ПК
Цен	Оборот
Условия оплаты	T/t, L/C, d/A, d/P, западный союз, Депозитный счет, PayPal
Возможность поставки	10, 000пкс/день, 1 * 40 штаб-квартира контейнер может быть завершен за 15 дней
Время доставки	Согласно количество, обычно 30дайс после сдачи
Сведения о упаковке	Стерильные: 1 ПК/бумажный пластиковый пакет, 50 ПК/КТН Не стерилизация: 1 ПК/сумка, 50 ПК/КТН Или как требования

Фотографии располагаемый лист



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

