

все **Одноразовое усиленное хирургическое платье** Изготовлены из самых высоких качественных материалов, обеспечивая отличную защиту и превосходный комфорт:

- Невинные материалы гладкие и удобные для устранения раздражения кожи
 - Высокопроницаемые строительные слои остаются прохладными, даже в длительные случаи
 - Различный стиль может быть настроен в соответствии с вашими различными требованиями
- ">

Ткань материал

"> ">

СМС Материал

"> ">

Стиль

"> ">

С липучкой на воротнике, галстук на талии вязаные манжеты

Размеры C. Ize

X-3XL

ткань w восемь

30-60г, с может быть как ваш запрос

цвет

Синий цвет

сертификат

ISO13485, fda

МОQ:

10000. шт

дизайн упаковки

может быть как ваш дизайн

Упаковка

1 шт. / Пластиковая бумажная сумка, 50 шт. / CTN, или как ваше требование

Способность

60 000. шт в день

Срок поставки

7-30 дней

Приложения

Лаборатория, клиника, Пищевая промышленность, Бесплатная мастерскаябольница