

**Все Хирургические халаты изготовлены из материалов высочайшего качества, обеспечивающих отличную защиту и непревзойденный комфорт:**

- Гладкие и удобные материалы без ворса устраняют раздражение кожи.
- Высокопроницаемые строительные слои остаются прохладными даже при длительном использовании.
- Различный стиль можно настроить в соответствии с вашими различными требованиями

<b>Ткань Материал</b>	SMS-материалы
<b>Стиль</b>	Завязки на воротнике и талии, манжеты трикотажные.
<b>Размеры сразмер</b>	X-3XL
<b>Ткань ввосемь</b>	30-60г, смог бы быть как вы заказали
<b>цвет</b>	Синий цвет
<b>Сертификат</b>	ISO13485, FDA
<b>МОQ:</b>	10000 шт.
<b>Дизайн упаковки</b>	может быть как твой дизайн
<b>Упаковка</b>	1шт / пластиковый бумажный пакет, 50шт / кор, или как ваше требование
<b>Возможность</b>	60 000шт в день
<b>Срок поставки</b>	7-30 дней
<b>Приложения</b>	<a href="#">лаборатория клиника, пищевая промышленность, dust-free мастерская, больница</a>

**[Картина Хирургический халат одноразовый с трикотажными манжетами производитель медицинских](#)**





**Tie on neck**



**Tie on belly**



**Tie on waist**



**Knitted cuff**