

**Свойство одноразового хирургического изоляционного халата соответствует  
Стандарт ААМІ**

Цельный одноразовый хирургический халат; нетканый  
Надежная защита (ультразвуковая технология), устойчивая к разрыву и огнестойкость  
Анти-жидкость, антиалкоголь, анти-кровь, антистатик  
Прочный, удобный, легкий, дышащий ПП + ПЭ материал  
Ультразвуковая технология в руке и рукаве / манжете; удобный воротник с мягким белым кружевом

**Спецификация одноразовых хирургических изоляционный халат соответствовать  
стандарту ААМІ**

Материал ткани	ПП + ПЭ, полиэтиленовая пленка с ПП покрытием
Стиль	С липучкой или завязками на воротнике, завязками на талии
Размеры размер	120 * 140 см, 130 * 150 см
цвет	Белый, синий, желтый или по вашему запросу
Сертификат	CE, ISO13485, FDA
МОQ:	100000 шт.
Дизайн упаковки	может быть как твой дизайн
Упаковка	10ПК / мешок, 1000ПК / кор, или по вашему требованию
Возможность	50,000ПК в день
Срок поставки	5-15 дней
Приложения	больница, лаборатория, поликлиника, пищевая промышленность, беспыльный цех

**Изображение одноразового хирургического изоляционного халата соответствует  
стандарту ААМІ.**



