

Описание товара

Одноразовые 3-х слойные нетканые антивирусные защитные маски для ушей с высокой степенью фильтрации Поставщики

Изготовлен из 3-х слоев, внутренний и внешний слои из нетканого полипропилена, средний слой - из фильтровальной бумаги высокого стандарта 99. Стил ушной петли.

Преимущества

1. Непосредственно производитель, ISO CE FDA сертифицировал 3-слойную нетканую одноразовую хирургическую маску для лица любых цветов.
2. **ISO, CE, FDA, BFE > 99%, тип II / тип IIR** стандарт.
3. емкость: 1000000 ПК / день, 1 * 40HQ может быть завершено в течение 10-15 дней;
4. Laxet бесплатно, легкое дыхание, экологически чистый, дизайн упаковки OEM, обслуживание в течение 24 часов.
5. приятный для кожи, гипоаллергенный, удобный, высокая воздухопроницаемость, без стекловолокна, без латекса

Характеристики

Материал	3-слойный, нетканый полипропилен 25 г + фильтр 25 г + нетканый полипропилен 25 г
Характерная черта	Приятный для кожи, Гипоаллергенный, Комфортный, Высокая воздухопроницаемость, Без стекловолокна, Без латекса
Стил	Эластичная петля для ушей (без латекса)
Размер	17,5x9,5 см (взрослый)
цвет	белый, зеленый, синий, розовый, желтый, розовый, оранжевый, фиолетовый, красный, яблочно-зеленый, черный (могут быть доступны все цвета)
упаковка	Нестерильно: 50 шт. / Кор., 2000 шт. / Кор. Или 1000 шт. / Кор.
дизайн упаковки	Вся внутренняя коробка и картонная печать могут быть как ваш дизайн
размер коробки	52x38x30 см
Приложения	больничный клинический медицинский персонал и пациенты. беспыльный цех, лаборатория, пищевая промышленность, производство электроники и т. д.
МОQ	10000 шт.
Образец	Может быть доставлен бесплатно для проверки качества в течение одной недели
Условия оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Срок поставки	1 * 40HQ может быть завершено в течение 7-10 дней в зависимости от количества (2 миллиона штук в день)
Порт FOB	Ухань / Шанхай / Нинбо / Гуанчжоу

Упаковка и доставка

Нестерильно: 50 шт. / Коробку, 40 коробок / коробку или 20 коробок / коробку.

наши сервисы

1. Предоставлять продукцию высочайшего качества

Профессиональная команда QC строго контролирует каждый этап производства до загрузки.

2. Самый быстрый срок доставки

Если срочно, 1 * 40HQ может быть завершено в течение 5-7 дней!

Обычно 1 * 40HQ можно закончить в течение 10-15 дней!

Напряженный сезон, 1 * 40HQ можно закончить за 25-30 дней!

3. Самая доступная цена.

Постоянно инвестируйте в улучшение наших квалифицированных рабочих, продуктов и процессов, чтобы минимизировать стоимость каждого этапа!

4. сладкое и быстрое обслуживание

Наши сотрудники всегда так терпеливо ответят на любые ваши вопросы.

в течение 5-10 минут.

5. Мы также можем помочь найти подключенные продукты.

Помимо всех видов одноразовых медицинских изделий, мы также можем помочь вам найти подключенные товары по вашему запросу!

Информация о компании

Wuhan Orient Honest Medical Products Co., ltd («Orient Honest») - это глобальная компания, занимающаяся разработкой продуктов и непосредственно производящая продукцию, которая специализируется на инновациях и экономичных медицинских и защитных расходных материалах. Orient Honest расширился на наши обширные продуктовые линейки, такие как все виды **одноразовые защитные комбинезоны, хирургические халаты, лабораторные халаты, маски для лица, простыни, хирургические шапочки, бахилы, рукава, дождевики, фартуки, марлевые тампоны, ватные тампоны** и так далее.

Orient Honest - быстрорастущая компания, удовлетворение потребностей клиентов всегда является нашей миссией и целями. Наше стремление к постоянному совершенствованию наших производственных процессов, повышению производительности продукции и разработке новых рентабельных продуктов для удовлетворения требований различных клиентов и рынков. Вся наша продукция соответствует международным стандартам качества, таким как ISO13485, CE, FDA.

Наши товары уже экспортируются в Европу, Северную Америку, Южную Америку, Азию и так далее.