

Одноразовое хирургическое потепление одеял

- 1) Одноразовый
- 2) потепление
- 3) В основном используется в больнице, для пациента

Доступно в отличном весе, размере, цвете и упаковке по запросу;Образцы и спецификации клиента всегда приветствуются.

Упаковка и доставка

Детали упаковки
1pc/bag, 50pcs/ctn

Порт

Ухан Шанхай

Время
выполнения:

К
О
Л
И
Ч
Е
С
Т
В
О
Т
К
У
С
О
Ч
К
И
)

С
т
а
н
д
а
р
т
н
о
б
ы
в
о
б
щ
е
с
т
о
о
г
ч
н
о
с
е
о
в
в
р
а
щ
е
н
и
я
ы
м
в
р
е
м
я
(
д
н
и
)

наименование товара	Одноразовое хирургическое потепление одеял
Материал	PP+Polyster
Масса	250G-700 г/ПК
Размер	110*190 см □ настраиваемое размеры поддержки
Упаковка	1pcs/bag □ 25 шт/картон



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

