

Все бахилы изготовлены из материалов высочайшего качества, обеспечивающих отличную защиту и непревзойденный комфорт:

- С эффективной защитой.
- Мягкая не раздражающая резинка.
- ткань для комфорта и экономии.
- Логотипы клиентов могут быть напечатаны на упаковке

Faberic Материал	ПЭ, СРЕ
Стиль	Доступны ручная работа, сделанная машиной
размер размеры	15 * 40 см, 17 * 40 см, 17 * 42 см и т. Д.
цвет	Синий, розовый, зеленый
сертификат	CE, ISO13485, FDA
МОQ:	100000 шт.
дизайн упаковки	может быть как твой дизайн
упаковка	100 шт. / Пакет 2000 шт. / Кор.
возможность	60,000ПК в день
Срок поставки	7-30 дней
Приложения	больница, лаборатория, поликлиника, пищевая промышленность, беспыльный цех