

Одноразовый белый нетканый пылезащитный лабораторный халат с мешком для фабрики

Применение лабораторных халатов и материалы:

- 1) Больница, химическая и фармацевтическая промышленность
- 2) Электронная комната и уборка
- 3) Очистка
- 4) Лаборатория

Наши **Стандартный материал лабораторного халата:**

- 1) PP / SPP (нетканый материал из 100% полипропилена, спанбонд)
- 2) SMS (полипропиленовый нетканый материал, спанбонд + выдувной расплав Нетканый материал + Полипропилен Спанбонд (нетканый материал)
- 3) пленка PP + PE
- 4) Микро

Детали дизайна лабораторного халата

- 1) Воротник: вязаный или отложной воротник (одинарный / двойной воротник)
- 2) Спереди: кнопки, вырез для пластиковой застежки (пластиковая застежка) или передняя молния.
- 3) Манжеты: открытые, эластичные или трикотажные.
- 4) Карман: с / без кармана
- 5) Задняя часть: заднюю часть можно открыть примерно на 20 см, чтобы пользователю было удобнее

Размер лабораторного халата:

Coverall size	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Height (CM)	96	100	104	108	112	115	118	121
Chest circumference(CM)	140	144	148	152	156	160	164	168
Sleeve length(CM)	57	57	57	58	58	58	59	59

Упаковка лабораторного халата

Обычно 5 ПК в пакете, 50 ПК или 100 ПК в коробке или по вашему требованию.



[аналогичный продукты:](#)

