Недвижимость из dодноразовый желтый <u>Изоляционный халат SMS</u> с отверстием для большого пальца

- Продукт предназначен только для одноразового использования. После использования утилизируйте в соответствии с местными законами и постановлениями.
- Гибкие манжеты уменьшают вероятность передачи кожных остатков пациенту, сохраняя при этом подвижность
- Не содержит латекса

Спецификация dодноразовая SMS-изоляция <u>платье</u> с отверстием для большого пальца

	<u> </u>
Материал ткани	СМС 45г
Стиль	открытый на спине, манжета с отверстием для большого
	пальца
Размеры размер	120 * 140 см, 130 * 150 см
цвет	синий, желтый или по вашему запросу
Сертификат	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100000 шт.
Дизайн упаковки	может быть как твой дизайн
Упаковка	10ПК / мешок, 1000ПК / кор, или по вашему
	требованию
Возможность	50,000ПК в день
Срок поставки	5-15 дней
Приложения	больница, лаборатория, поликлиника, пищевая
	промышленность, беспыльный цех

Картина doднopaзoвый изоляционный халат для SMS, стандарт AAMI Level 3





