

Product details

Спецификации галстука на маске

материал	PP нетканая + высокая фильтрация бумага + PP Non Woven
цвет	Белый / синий / зеленый / розовый / желтый / оранжевый / фиолетовый / лимон / CAPRI синий / бордовый
петля уха	Завяжите на
Нос бар	Пластик или металл
Стандарт качества	ТИП IIR, EN14683 и FDA

Особенностью санитарной маски

- 1) Трехмерный дизайн: указания по борьбе с SARS маски, стерилизация, против гриппа, пыль
- 2) С носовым зажимом: гибкий светильник, фиксированный
- 3) Тонкая кромка: край полный тепловой герметизации технологического пакета
- 4) Высокий эластичный шнур: гипоаллергенный материал

Наши торговые условия больничных масок для продажи

- 1) MOQ: 100, 000 шт
- 2) Условия оплаты: T / T, L / C, D / A, D / P, западное соединение, ESCROW, Paypal
- 3) Возможности производства: 1 * 40 HQ контейнер может быть закончен в 15-й день
- 4) Срок поставки: как правило, через 30 дней после сдачи на хранение
- 5) Пример: достаточно бесплатно, мы можем предложить образцы в течение 3 дней

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





The regular shipment way



Our business process

