

## Свойства EN14683 Тип IIR медицинская маска для лица в синем

Все маски изготовлены из высококачественного материала, обеспечивающего превосходную защиту и превосходный комфорт:

- Гладкий и удобный не прокатанный материал для устранения раздражения кожи
- Очень дышащий строительный слой остается прохладным даже во время длительных
- Противотуманные маски доступны с пеной или пленкой, чтобы предотвратить запотевание
- Удлиненные галстуки облегчают пожертвования

## Характеристики EN14683 Тип IIR синяя медицинская маска

Размер Размер	17,5 * 9,5 см
Вес ткани	PP25gsm + MB25gsm + PP25gsm, может быть как ваш запрос
цвет	синий
сертификат	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100000 шт
Дизайн упаковки	может быть как ваш дизайн
упаковка	50 шт. / Коробка, 2000 шт. / Уп, или как ваши требования
способность	1 000 000 штук в день
Срок поставки	7-30 дней
заявка	больница, лаборатория, клиника

## Изображение EN14683 Тип IIR медицинская маска для лица в синем



