

Product details

Структура EO стерильный смс халата хирурга

- 1.Long рукава / короткий рукав / не рукав
- 2.Elastic / трикотажные манжеты
- 3.Ties на шее и талии
- 4.With стерилизованные и не стерилизовать
- 5.Different спецификации доступны.
- 6.EO sterlie упаковки для использования в больницах.

Спецификация EO стерильный смс халата хирурга

материал	смс
вес	50gsm
Стиль	Завяжите на / липучки на шее, эластичная / вязаной манжетой, стандартного или усиленной
Размер	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
цвет	Белый, зеленый, синий, желтый, розовый, красный, серый, черный и т.д.
упаковка	Нестерильная, 10 шт / мешок, 10 мешков / CTN. стерильные, 1 шт / стерильный мешок, 100 шт / кор
дизайн упаковки	Все внутренняя коробка и коробка печать может быть как ваш дизайн
Размер коробки	58X28X48 см
Приложения	Клиническая больница медицинского персонала и пациентов. без пыли цех, лаборатория, пищевая промышленность, электронная производств и т.д.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, Свободный образец.
- 2, малый заказ приемлемый;
- 3, условия L / C, T / T, D / P в наличии;
4. FOB, CNF, CIF, условия EXW доступны;
- 5, конкурентоспособная и стабильная цена, потому что мы фабрика.
- 6, Квалифицированные продукты. 3-я часть осмотр продукт является приемлемым.
- 7, обслуживание OEM. Другие варианты на материал, узор, размер и упаковки;
- 8, своевременная поставка. Лучшее время свинец 25-30 день для 40HQ контейнера.
- 9, Профессиональный экспортный сервис. Документация, оформление, морские перевозки, все в одном.
- 10, хорошее послепродажное обслуживание. Мы принимаем жалобы по уходу, как мы хотели бы быть вашим долгосрочным поставщиком!