

Особенность продукта

1. Сположимый, мягкий, галстук на шее и талии, вязанные манжеты
2. Обол и удобно носить.
3. свет веса, долговечный
3. сопротивление жидкости
5. Используется в больнице или клинике для защиты
6. Материал: PP нетканый с PE Coated
7. Окрасен: зеленый цвет
8. Грам Вес: 35 г

Наше преимущество

1. Прямо производитель
2. ISO13485, CE, Сертификат FDA

Емкость: 100, 000 шт. / День, 1 * 40хк может быть завершен в течение 10-15 дней;

4. OEM приемлемый, сервис за 24 часа.

Одноразовые изоляционные платья изготовлены из высокопроизводительной изоляции защитного материала. Широко используется в медицинской защитной защите, асептической мастерской, защитной изоляции, заводской заводской электроники, еда заводской фермы животноводства.

С двумя видами процессов: шитье и ультразвуковое тепловое соединение.

Материальные особенности

PP + PE защита не стерильных хирургических платьев

Он изготовлен из материала PP + PE, без латекса; Износостойкий; Совершенно непроницаемая жидкость и алкоголь репеллент.

Цвет: белый, зеленый, синий, желтый.

Материал Вес: 35GSM.

Свяжитесь на шее, вязанные манжеты, усиленные.

Имя	Одноразовый выделение
Материал	PP + PE
Стиль	Галстук на шее, вязанные манжеты, усиленные
Размер	Свободный размер
Цвет	зеленый
упаковка	10 шт. / Коробка, 10 мешков / CTN не стерильные
Дизайн упаковки	Все внутренние коробки и картонная печать могут быть в качестве вашего дизайна
MOQ	5000 шт
Образец	может быть предоставлен бесплатно для проверки качества в течение 3 дней

Платежный путь	Т / Т.
Срок поставки	Емкость: 100 000 шт. / День, 1 * 40хк может быть завершен в течение 10-15 дней;
Порт FOB	Ухань / Шанхай

[http://http://](http://http://www.disposable-supplier.com/disposable-clothing/disposable-gowns/disposable-gowns-with-knated-cuffs.html)

www.disposable-supplier.com/disposable-clothing/disposable-gowns/disposable-gowns-with-knated-cuffs.html