

Высокое качество [Одноразовые нетканые простыни](#)

Стили одноразовой простыни: плоский, эластичный конец, квадратный край

Размер: 80X190 + 20 см, 90X200 + 20 см, 160X190 + 20 см, 160X200 + 20 см, 180X200 + 20 см ...

Упаковка: 5 шт. / Пакет, 5 шт. / AG или 1 шт. / Пакет, 50 шт. / Кор.

Спецификация [Высокое качество Одноразовые нетканые простыни](#)

| | |
|------------------------|---|
| Ткань | ПП, ПП / ПЭ, SMS, SMMS, |
| Стиль | Плоский, эластичный конец, квадратный наконечник, рулон |
| Размер размер | 80x190 + 20 см, 90x200 + 20 см, 160x190 + 20 см, 160x200 + 20 см, 180x200 + 20 см |
| Цвет | белый, зеленый, синий, желтый, розовый и т. д. |
| Сертификат | CE, ISO13485, FDA |
| МОQ: | 5000 шт. |
| Дизайн упаковки | Все внутренние пакеты и картонная печать могут быть выполнены в соответствии с вашим дизайном |
| Упаковка | 10 шт. / Коробка, 10 пакетов / коробка или 5 шт. / Пакет, 50 шт. / Пакет |
| Способность | Производительность: 10 000 шт / день, |
| Срок поставки | Одноразовая простыня 1 * 40HQ может быть закончена в течение 10-15 дней; |
| Заявка | больница, лаборатория, клиника, пищевая промышленность, цех без пыли |
| Порт FOB | Ухань / Шанхай / Нинбо / Гуанчжоу |
| Способ оплаты | T / T, PayPal, Западное соединение, L / C, D / A, D / P, ESCROW, |