

Product details

Характеристики медицинской маски для лица

материал	PP нетканая + высокая фильтрация бумага + PP Non Woven
Ткань ж8	Мог быть как вы заказали
петля уха	Завяжите на или ушной петли
Размер	17.5 * 9.5cm, или как ваши требования
цвет	белый / синий / зеленый / розовый / желтый / оранжевый / фиолетовый / лимон /CAPRI синий / бордовый/черный

Наше смешное лицо одноразовые хирургические маски могут достичь следующие стандарты качества

- 1) Соответствуют EN14683: 2005
- 2) Бактериальная эффективность фильтрации (BFE%) & GT; 99%.
- 3) стандартного типа IIR, resistance к проникновению синтетической крови 120mmHg.

Упаковка в складку простой дизайн маски

50шт / коробка, 40boxes / CTN, 52x19x42cm;

1 * 20 GP контейнер может содержать 1400000 штук масок, 700 CTNS;

1 * 40 HC контейнер может содержать 3,450,000 штук маски, 1725 CTNS.

Или как ваши требования.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



FAQ

Q1: .Как Вы решаете проблемы качества, если таковые имеются?

A: Наша фабрика будет уделять самое пристальное внимание вопросам качества. Мы будем глубоко исследовать основную причину проблем и найти лучшее решение, чтобы избежать каких-либо проблем в будущем. В то же время мы будем соответствующей компенсации для наших клиентов.

Q2: Какова ваша продукция дата окончания срока действия?

A: Около 3-5 лет.

Q3: Есть ли у вашей компании есть какие-либо системы менеджмента качества, такие как ISO, EN или сертификат (ы) CE?

A: Да, у нас есть CE, ISO13485, FDA. REACH и отчет Нельсоном.