

Ткань материал

">

Слой 1: Super Soft Subunlace

Слой 2: Высокая фильтрация

layer3: ES материал

">

Стиль

">

Ушная петля

Размеры С. Изи

17,5 * 9,5 см

ткань в восемь

25GSM + 25GSM + 35GSM, с должен быть как ваш запрос

цвет

w hite, малыш синий, малыш розовый, серый

сертификат

ce, ISO13485, fda

MOQ:

100000 шт

дизайн упаковки

может быть как ваш дизайн

Упаковка

50. шт. / b Ox, 200 0 ПК s / ctn или как ваше требование

Способность

60 000 человек ПК в день

Срок поставки

7-30 дней

Приложения

Больница, Лаборатория, клиника, Пищевая промышленность, Бесплатная мастерская