

Product details

Показания завязки хирургические маски

- 1) стерильная маска для больниц, клинических, медицинского персонала и пациентов;
- 2) Нестерильные маска для лица может быть использовано для пыли мастерской, фабрики пищевых продуктов и так далее.

Свойства защитной маски для лица

- 1) Высокая фильтрация:3-слойные предложения в складку дизайн, 0.05 мкм фильтрация на больше чем 99%.
 - 2) Тонкий алюминиевый провод удобно помещается на нос,а также поддерживать максимальную фильтрацию в то же время.
 - 3) Tie и петли уха стиль: TWO пары полипропиленовых связей обеспечить удобную посадку;
- еСтиль ар петля крепится быстро и с эластичными петлями.

Упаковка медицинских покрытий рта

Спецификация	Нормальная упаковка	размер коробки	Размер коробки
17.5 * 9.5cm, 3ply	50 шт / коробка, 40 коробок / CTN	18 * 10 * 10cm	52 * 38 * 42cm
Примечание: все они могут быть специальные настроены в соответствии с вашими фактическими потребностями			

Product display



The regular shipment way



FAQ

Q1: Какова ваша выходная мощность для вашего основного диапазона продукта?

А: Маска для лица Емкость: 1000.000 штук / день.

Комбинезон, Хирургические халаты, лабораторный халат, кровать Емкость листов: 10000 шт / день.

Колпачки мощность: 200000 шт / день. Каждый 1 * 40HQ может быть завершена в течение 1 недели.

Q2: каково ваше MOQ каждой продукции?

А: Маска для лица / крышки / бахилы / плеча рукава каждый MOQ: 50000 шт.

Одежда и постельное белье MOQ: 5000 штук