

Product details

Особенностью хирургического стерильного листа

ткань	Полипропилен, SMS, PP + PE, или микропористой
Стиль	Встроенная eLastic dESIGN, Идеально подходит для всех размеров и стилей убежища кроваток
функция	Влагоотталкивающий
Размер	83 "L x 35" Или как ваши требования
упаковка	Индивидуально упакованные

О EO Стерилизация для стерильной больничной простыне, гигиены одноразового использования стерильной простыней

- 1) Метка индикации стерилизации в каждой сумке;
- 2) Лист кровать стерилизуют EO газ, и упакован в бумажный полиэтиленовый пакет;
- 3) Цвет метки индикации стерилизации изменит цвет, если лист кровать была стерилизована идеально;
- 4) Как правило, наша упаковка способ: 1Pcs в бумажный полиэтиленовый пакет, 50 штук в коробке.

Мы также можем производить как ваши требования.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

