

Хирургические ПП.

Технические характеристики:

Вещь	Хирургические ПП.
Материал	9G, 10G, 12G, 14G, 18G, 20G, 25G и т. Д.
Стиль	Эластичный (без латекса), одиночный и двойной эластичный стиль
Цвет	белый, синий, зеленый
упаковка	100 шт./Сумка, 1000 шт./CTN
Упаковочный дизайн	Вся внутренняя коробка и картонная печать могут быть как ваш дизайн
Приложения	Клинический медицинский персонал больницы и пациенты. Без пыль мастерской, лабораторию, пищевую промышленность, электронные производства и так далее
Могил	100 000 шт
Контроль качества	1. Мы не начнем производить продукты, пока не подтвердим образец. 2. Упаковка будет водонепроницаемой, сырости и герметичной
Сертификат	CE, ISO13485, FDA





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





