

## Product details

### Спецификация нетканых одноразовых листов

- 1) Материал: SMS, удобный, Гигиенические и экономически эффективные постельные принадлежности
- 2) грамм Вес: 20-100 г
- 3) Цвет: синий / белый
- 4) Стиль: эластичный в два конца, шитье в четырех угол Для размещения различных размеров кровати
- 5) Размер: 200 см \* 120 см, 200см \* 90см, 180 см \* 120 см, 180см \* 90см, 90 \* 60см  
(настройка приемлема)

### Процесс контроля качества фиолетовых нетканых одноразовых листов

- 1) Массовое производство начнет только подтвержденные образцы от наших клиентов.
- 2) Упаковка будет водонепроницаемым, влажным доказательством и запечатанным.

### Упаковка SMS нетканых одноразовых листов

Стерильная упаковка	1 шт. / Стерильная бумажная пластиковая сумка, 50 шт. / CTN
Регулярная упаковка	5 шт. / Сумка, 50 шт. / CTN
Примечание: все могут быть специальными настроенными в соответствии с к вашим фактическим требованиям <b>Преимущество продукта</b> Ужин мягкий и удобный Пылезащитный Водонепроницаемый экологически чистый Материал	

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

