

## Product details

### Параметры маски медицинской дочерней грани

- 1) Материал: РР нетканый + высококачественная бумага + ПП, не плетеная, очень мягкая, не раздражает.
- 2) цвет: Белый
- 3) петля уха: эластичное плоское ухо, ширина 6 мм
- 4) Размер: 125 x 80 мм
- 5) панель носа: нет полосы носа
- 6) БФЕ (бактериальная эффективность фильтрации) > 99%

### Упаковка нонволен медицинской дочерней грани

		Размер коробки	1 * 40 контейнер штаба может удерживать (ПК)
Обычная упаковка	50 ПК/коробка, 2000 ПК/КТН	52 * 29 * 34см	2 620 000 ПК
Одиночная упаковка	1 ПК/1 цветной отпечатанный пластиковый мешок, 50 ПК/коробка, 2000 ПК/КТН	52 * 30 * 42см	2 060 000 ПК

### Пиктруес располагаемой медицинской помощи ребенку



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

