

ппараметр родукта

Материал ткани	PP, PP / PE, SMS, SMMS, Гидрофильная нетканая ткань, PE Микропористый
Стиль	Плоский, эластичный заканчивается, квадрат заканчивается, рулон
Размеры размера	114 * 225 см; 114 * 220см; 130 * 240см. Или как ваши потребности.
Грамм вес	30-85GSM. (Или в соответствии с Вашим запросом)
Цвет	белый, зеленый, синий, желтый, розовый так далее
Сертификат	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	10000 шт
Дизайн упаковки	все внутренний сумка а также картон печать жестяная банка быть в качестве ваш дизайн
Упаковка	10 шт. / Коробка, 10 Сумки / CTN. или 5. ПК / сумка, 50 ПК / Сумка
Способность	Емкость: 10 000 шт. / День,
Срок поставки	Один контейнер 40HQ может быть завершен в 15-20 день
Приложения	больницы, лаборатория, клиники, пищевая промышленность, пыль семинар
Воб порт	Ухань / Шанхай / Ningbo / Гуанчжоу
Оплата способ	T / т, PayPal, Западный союз, L / C, D / A, D / P, Escrow,
Магазин	Хранить в сухом месте, влажность ниже 80%, вентилируемые, неагрессивных газов склад.

Особенность продукта

- 1 Одноразовый стиль постельного белья: плоские, эластичные концы, квадратные концы
- 2 Производитель, одноразовый просмотр, любые цвета.
- 3., ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS,
- 4.Отказ Емкость: 10, 000 шт. / День, 1 * 40хк может быть завершена в течение 10-15 дней;
- 5.Отказ Хороший барьер для жидкости и дышащего, укладки OEM, обслуживание в течение 24 часов.

Упаковка продукта

5 шт. / Сумка, 5 шт. / AG или 1 шт. / Сумка, 50 шт. / CTN.

Упаковочный материал может быть вашим требованием.

Срок поставки: Емкость: 10 000 шт. / День, 1 * 40HQ Одноразовый прокладки быть законченный в 10-15 дни;

Порт доставки :Ухань / Шанхай / Нинбо / Гуанчжоу,или как ваше требование.

Стандарт классификации ;

Подходящее для люди: Доктор, студенты, пациент, гостиничный чище, путешествия и т. Д.

Подходящее для то Повод: больница, школа, дом, гостиница так далее

Продукт вступление: Рука шить или плоский стиль. Конец эластично может быть стандартным или необходимым качеством. Сложенный размер можно настроить.

Это является разработанный под нетканым материалом. Мы можем поддерживать настроить размер и стиль гарантии комфортный чувство и использование.

Экономичный пакет сжатого пакета популярна для коммерсов. Несущая упаковка, горячая в медицинском языке.

Этот тип из Одноразовые простыни имеет хороший воздух проницаемость, комфортный к носить, пыль Профилактика окружающей среды Friendly.Custom Production можно регулировать, чтобы соответствовать комфортно без стакан волокна, гипоаллергенный.