

Одноразовый лабораторный халат изготовлен из гидрофобных материалов SMS, PP, PP + PE. СРЕ, микропористый материал, без латекса; Износостойкий; Низкий уровень ворса;
Доступный цвет: Розовый, белый, зеленый, синий, желтый, красный, черный и т. д. Вес материала: 40-65 г / м²

Размер лабораторных халатов: S 96 * 140 * 57 см M 100 * 144 * 57 см L 104 * 148 * 57 XL 108 * 152 * 58

Одноразовые лабораторные халаты Преимущества

1. С высоким уровнем водоотталкивающих свойств.
2. Без латекса; Износостойкий; Полностью непроницаемая жидкость. Хороший барьер для крови, биологических жидкостей и болезнетворных микроорганизмов.
3. Стандартный и усиленный стиль. Усиленный стиль с дополнительными защитными усилениями на рукавах и груди, которые могут быть полностью непроницаемыми для жидкости и алкоголя.
4. Разработан для оптимальной защиты, удобного ношения.
5. Вместимость: 5000ПК / день, 1 * 40HQ можно закончить в течение 10-15 дней;

Показания к одноразовым халатам

Одноразовые лабораторные халаты широко используются в медицинских защитных халатах, асептических халатах для мастерских, защитной изоляции, Завод горной электроники, пищевой завод, животноводство, биологическая опасность и так далее.

Одноразовые лабораторные халаты нормальная упаковка: 5 шт. / Пакет, 10 пакетов / кор.;