

Функция продукта □

1. Размер: S 96*140*57 см M 100*144*57 см L 104*148*57 XL 108*152*58
2. С высоким уровнем жидкости.
3. Сделано из гидрофобных SMS, PP, PP+PE. СРЕ, микропористый материал; Без латекса; износостойкий; низкий проход; Полностью непроницаемая жидкость.
4. Предназначен для оптимальной защиты, удобного ношения.
5. Белый, синий, зеленый, желтый, красный может быть доступен. Показания одноразовые зубные лаборатории широко используются в защитных платьях медицинской безопасности, асептических мастерских, защитной изоляции, завода по горнодобывающей электронике, биологическому избирательству фермерских животных и так далее.

Наши преимущества:

1. Обратно, производитель, одноразовые стоматологические лаборатории, любые цвета.
2. iso, CE, PP, PP/PE, SMS, SMMS, Micropony,
3. Возможность: 10 000 процентов/день, 1*40HQ может быть закончен в течение 10-15 дней;
4. Хороший барьер для жидкости и дышащей, OEM -упаковки, обслуживание за 24 часа.

Спецификация продукта:

Кодовое число	ОН-4000
Цвет	Белый, другие, такие как синий, темно -синий, зеленый и т. Д.
Материалы	Не тканый PP 40G/кв. М (+/- 2 г/кв. Он изготовлен из полипропиленовой прямой связи без тканой ткани, без латекса, устойчивой к истиранию, с низким содержанием ворса, с высоким уровнем репутации жидкости, хорошим барьером для крови, жидкостей тела и патогенов.
Стиль	Воротники рубашки, нет карманов, эластичные манжеты, 4 липучки спереди,
Размер	S, M, L, XL, 2xl, 3xl, 4xl, 5xl (подробности, вы можете проверить ниже)
Упаковка	5pcs/bag, 50pcs/ctn; 10 шт./Сумка, 100 шт./CTN, как вам нужно
Наш стандарт	CE, ISO13485, FDA


Лабораторный стиль пальто для вашей ссылки

Открыть спереди: с кнопками, с молнией, с волшебной лентой (липучкой),

Манжета: с открытыми запястьями, с упругими запястьями, с вязаными манжетами,

Воротник: с сингла (рубашка) воротник с круглым воротником, с вязаным воротником,

Дополнительные: с карманами, без/без карманов.



Наша обычная упаковка:

1. 5 шт./Сумка, 50 шт./СТН, как ваши требования
2. Нестерил (стерильный доступный)
3. Размер картонной коробки: 30*48*41 см, 0,05904СВМ или в качестве ваших требований
4. Если вы купите 1x20GP, можно загрузить 440ctns, количество будет 44000 шт.

Если вы купите 1x40HQ, можно загрузить 1117ctns, количество будет 111700pcs

Часто задаваемые вопросы

1. Вы производитель или торговая компания? Когда была создана ваша компания?

Да, мы являемся непосредственно производителем, наша фабрика была создана в 2003 году.

2. Каков годовой оборот для вашей компании?

В прошедшие годы было около 18 миллионов до 20 миллионов миллионов миллионов долларов США, он все еще находится в росте.

3. Какое количество сотрудников в вашей компании?

Наша фабрика составляет около 380-400 квалифицированных работников, 10 профессиональных QC для проверки качества во время каждого процесса и 10 профессиональных продаж с 3-8-летним опытом в отделе торговли Int'l.

4. Каков процент распределения ваших продуктов для местного и экспорта?

В настоящее время 90% для экспорта, 10% для местных.

5. В какие основные страны вы экспортируете?

Германия, Швейцария, Австрия, Италия, Франция, Великобритания, США, Саудовская Аравия, Чили, Мексика, Перу, Бразилия, Корея, Япония, Таиланд и так далее.

6. Если вы предоставите нам обзор ассортимента продуктов, которые вы специально производите?

Наша собственная фабрика в основном производит всевозможные одноразовые маски для лица, кепки, комбинезоны, хирургические платья, лабораторные пальто, простыни, рукавные рукавы, обувные чехлы, хирургические драпировки, дождевые пончо, фартуки и так далее.

7. Сколько производственных линий для вашего основного ассортимента продуктов?

2 Производственные линии для ткани PP, SMS, PP/PE материал. 2 Семинары без пыли для хирургических стерильных продуктов 5 автоматических машин и 5 автоматических машин для обувной бухты. 10 автоматических машин для маски для лица.

8. Какова ваша выходная емкость для вашего основного диапазона продукта?

Маска для лица: 1000 000 штук / день. Coverall, хирургические платья, лабораторный халат, пропускная пропускная способность: 10 000 штук/день. Кэпс Мощность: 200 000 штук/день. Каждый 1*40HQ может быть закончен в течение 7-10 дней.

9. У вашей компании есть какая -либо система управления качеством, такую как ISO, EN или сертификаты CE?

Да, у нас есть отчет CE, ISO13485, FDA, Reach, SGS и Nelson.

10. Могу ли я получить бесплатные образцы для проверки качества? Как долго я могу это получить?

Да, наши образцы могут быть предоставлены бесплатно в течение 3-7 дней.

11. Можем ли мы распечатать наш логотип в продуктах или упаковке?

Да, все продукты могут быть изготовлены на заказ, и все пакет могут быть напечатаны как ваши работы.

12. Какую дату истечения срока действия вашей продукции?

Около 3-5 лет.

13. Каковы ваши обычные условия оплаты?

Для первого заказа, 30% Т/Т заранее, 70% будут выплачены до загрузки или L/C. Мы можем обсудить это дальше через несколько раз сотрудничество.

14. Каков ваш MOQ каждого продукта?

Маска для лица/кепки/крышки обуви/рукава рук каждый MOQ: 50 000 штук. Одежда и листы MOQ: 5000 штук.

15. Как вы решаете проблемы качества, если таковые имеются?

Наша фабрика будет уделять наибольшее внимание на любые проблемы качества. Мы глубоко исследуем основную причину проблем и найдем лучшее решение, чтобы избежать любых будущих проблем. Тем временем мы будем соответствующие компенсации для наших клиентов.

Картинки:



<https://www.china-disposable.com/products/disposable-nonwoven-lab-coat.html#.ypqsuegzauk>