

Нетканые складку маска для лица, современные хирургические маски, медсестра и пациент защитную маску

Описание лицевой маски

- 1) Наша маска огромно спроса на их мягкость, гигиенический характер и разумным ценам.
- 2) спанбонд, SMS, Melt взорван материал, используемый
- 3) В наличии 1ply, 2ply, 3 слоя и 4ply
- 4) варианты цвета разнообразен: белый / синий / зеленый / розовый / желтый / оранжевый / фиолетовый / лимон / Carpi синий / бордовый / черный
- 5) Сыпучие и единая стерильная упаковка, доступная.
- 6) Цена согласно количеству

Свойства современных хирургических масок

- 1) Высокая фильтрация: 3-слойные плиссированные дизайн предложения, 0,05 мкм фильтрация на больше чем 99%.
- 2) Тонкий алюминиевый провод удобно помещается на нос, и поддерживать максимальную фильтрацию одновременно.
- 3) Галстук и стиль петля уха: две пары полипропиленовых связей обеспечить удобную посадку; стиль петля уха придает быстро и с эластичными петлями.

Торговые условия современных хирургических масок

MOQ	100000 шт
Цена	оборотный
Условия оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P, западное соединение, ESCROW, Paypal
Возможность поставки	1000000 шт / день, 1 * 40 HQ контейнер может быть завершена в течение 15 дней
Срок поставки	Как правило, через 30 дней после того, как подтвердил заказ
Образец	Образец свободен, могут быть получены также в 2-х дней

Упаковка маски для лица

- 50шт / коробка, 40boxes / CTN, 52x19x42cm;
1 * 20 GP контейнер может содержать 1400000 штук масок, 700 CTNS;
1 * 40 HC контейнер может содержать 3,450,000 штук маски, 1725 CTNS.
Или как ваши требования.

Изображение защитной маски

