

## Нетканые галстук на хирургические маски, 3 ply хирургическая маска для лица, завод для больничных масок

### Свойства галстука на хирургические маски

- 1) Очень низкое сопротивление дыханию, без постороннего запаха, без какого-либо стимулирующего чувства;
- 2) Нос бар могут быть адаптивными, комфортно, без стекловолокна, латекса;
- 3) BFE (эффективность фильтрации бактерий)  $\geq 99\%$
- 4) С помощью ультразвуковой технологии сварки, удобного ношения.

### Упаковка галстук на хирургические маски

50 шт / коробка, 2000 шт / кор

Размер коробки: 18 \* 10 \* 10см

Сtn размер: 52 \* 38 \* 42см

### Наша хирургическая маска для лица может достичь следующие стандарты качества

- 1) Соответствуют EN14683: 2005
- 2) эффективность Бактериальной фильтрации (BFE%) & GT; 99%.
- 3) стандартного типа IIR, устойчивость к проникновению синтетической крови 120mmHg.

### Характеристики больничных масок

материал	PP нетканая + высокая фильтрация бумага + PP Non Woven
цвет	Белый / синий / зеленый / розовый / желтый / оранжевый / фиолетовый / лимон / Сargi синий / бордовый / черный
петля уха	Завяжите на
Нос бар	Пластик или металл
Стандарт качества	ТИП IIR, EN14683 и FDA
MOQ	100000 шт
Цена:	оборотный
Условия оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P, западное соединение, ESCROW, Paypal
Возможность поставки	1000000 шт / день, 1 * 40 HQ контейнер может быть завершена в течение 15 дней
Срок поставки	Как правило, через 30 дней после того, как подтвердил заказ
детали упаковки	50 шт / коробка, 2000 шт / CTN, или как ваше требование

### Картинка хирургическая маска для лица



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

