

PP борода крышка маски, нетканый материал одноразовые хирургические маски, борода Одноразовый борода чистая

Параметры бороды покрова маски

- 1) Материал: PP Non Woven
- 2) Цвет: белый, синий, зеленый и т.д.
- 3) петли уха: эластичная петля уха
- 4) Размер: 19 дюймов, 21 дюймов

Особенности одноразовой хирургической маски бороды

- 1) Очень низкое сопротивление дыханию, без постороннего запаха, без какого-либо стимулирующего чувства;
- 2) петля Упругие уха может быть регулируемым, удобно носить;
- 3) Срок годности при хранении: не менее 3 лет (при получении)

Упаковка бороды сети

Спецификация	Нормальная упаковка	Размер коробки
19-дюймовый	100 шт / полиэтиленовый пакет, 1000 шт / коробка	26 * 22 * 32 см
21-дюймовый	100 шт / полиэтиленовый пакет, 1000 шт / коробка	52 * 23 * 26 см

Наше преимущество

- 1) мы являемся производителем для бороды сети с 12-летней историей, имеют большое преимущество в цене и технологии;
- 2) Сильная сила производства: 1 * 40 HQ контейнер может быть завершена в течение 15 дней;
- 3) Перспективными отдел продаж: обслуживание в течение 24 часов
- 4) страхование высокого качества: ISO9001, ISO13485, CE сертифицирована, FDA зарегистрирован.

Изображение бороды покрова маски



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

