

- **Подходит для людей:** Доктор, студенты, пациент, плита, очиститель, офисные работники и т. Д.
- **Подходит для случая:** Больница, Пищевая промышленность, Бесплатная мастерская, Школа, Чистая комната, Дом и т. Д.
- **Внедрение продукции:** продукт изготовлен из не-Тканая ткань, такая как ультразвуковое отопление, галстук или крючок на шее, задняя талия с галстуками.
- **Это спроектировано** под нетканым материалом. Размер размером в 115 * 137см, который может соответствовать большинству пользователей, также может поддерживать настройки размера и стиля, чтобы гарантировать комфортное носить и использование. Плотный красивый и экономичный пакет для сумки популярен для коммержов. Астерильная упаковка горячая в медицинском языке.
- **Этот тип одноразового хирургического платья** Имеет хорошую воздухопроницаемость, удобное для ношения, предотвращение пыли, удобно. можно регулировать, чтобы соответствовать комфортно без стекла волокно, гипоаллергенный

Характеристики

Описание	China Hubei оптом CE ISO утвердил стерильный один раз используя медицинские Scrubs SMMS
Материал	нетканый, материальный грамм вес от 18-60 г Скажите, что вы хотите, мы рекомендуем лучше всего соответствовать вашим требованиям
Характерная черта	Anti Skid, Antiatic, Гипоаллергенные, Удобные, Высокая Возможна, Стекловолокно бесплатно, Латекс БЕСПЛАТНО, Дружелюбный
Стиль	Галстук
Размер	L115 * W137CM, 120 * 140см, 135 * 142см и т. Д. (Длина размер от плеча)
Цвет	Синий, белый, желтый, зеленый и т. Д.
Приложения	ЧАСОсосцитский клинический медицинский персонал и пациенты. Бесплатная мастерская, лаборатория, пищевая промышленность, электронные производства и так далее
Образец	Может быть предоставлен бесплатно для проверки качества в течение одной недели
Условия оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Срок поставки	1 * 40HQ может быть завершен около 35 дней. (100 000. ПК в день)
Порт FOB	Ухань / Шанхай / Нинбо / Гуанчжоу



nt Honest
CA INTERNATIONAL





