

## Показания

Широко используется в больнице, продовольственной фабрике и мастерской без пыли

## Нормальная упаковка

100 шт./Сумка, 10 сумков/CTN

## Технические характеристики крышки синего рукава

Вещь	Одноразовые эластичные пластиковые водонепроницаемые голубые поставщики в рукаве
Материал	Финиш
Масса	2.5-5G
Стиль	с упругими
Размер	20*40 см, 20*44 см, 20*60 см и т. Д.
Цвет	синий
Упаковка	100 шт./Сумка, 10 сумков/CTN
Пейкинг дизайн	Вся внутренняя коробка и картонная печать могут быть как ваш дизайн
Картонский дизайн	40*20*32 см
Приложения	Широко используется в больнице, продовольственной фабрике и мастерской без пыли
Могил	50000pcs
Образец	может быть предоставлен бесплатно для проверки качества в течение 3 дней
Условия оплаты	T/t, l/c, d/a, d/p/descrow
Срок поставки	Как вы количество (мы можем закончить 100000 шт в неделю)
Порт FOB	Ухан/Шанхай/Нинбо/Гуанчжоу





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



