

### Спецификации рукава рук:

Крышка рукава сделана из материала PE, с эластичным стилем манжеты с хорошей водонепроницаемой и намазочные функции.

Вещь	Китай одноразовые белые водонепроницаемы
Материал	Финиш
Цвет	белый
Размер	20*40 см
Стиль	Машина, упругие манжеты
Масса	2,5 г
Упаковка	100шт/сумки, 2000 шт/CTN
Пищечный дизайн	может быть спроектирован как ваши требования
Могил	100 000 шт
Сертификат	CE, ISO13485, FDA
Приложения	Широко используется в больнице, продовольственной фабрике и мастерской без пыли



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

