

Полипропилен дыхания защитную маску, дизайнерская Лечебная маска для лица, маска для лица хирурга 3 слойные мастерская

Свойство дыхания защитной маски

- 1) Те на лицевой маски, маски для лица упругой и чашки лицевой маски и т.д.
- 2) Различные цвета и материальные варианты предлагаются.
- 3) Как и основная масса одного стерильной упаковке доступны
- 4) Очень хорошая цена, стабильное качество и своевременную доставку.

Спецификации дизайнера медицинской маска для лица

материал	PP нетканая + высокая фильтрация бумага + PP Non Woven
вес ткани	Может быть как ваш запрос
петля уха	Завяжите на или ушной петли
Размер	17.5 * 9.5cm, или как ваши требования
цвет	белый / синий / зеленый / розовый / желтый / оранжевый / фиолетовый / лимон / Capri синий / бордовый / черный
упаковка	50 шт / коробка, 2000 шт / CTN, или как ваше требование
дизайн упаковки	все внутренняя коробка и наружная коробка печать может быть как ваш дизайн
Приложения	больницы, лаборатории, пищевая промышленность, мастерская пыли, электронных производств и т.д.

Почему выбирают нашу маска для лица 3 слоя

1) Мы являемся одним из ведущих производителей, экспортеров и оптовых поставщиков отличного качества

одноразовые маски для лица из Сяньтао, Хубэй, Китай, родном городе Нетканые продуктов.

2) Предлагаемый продукт предотвращает раздражение кожи, плиссированные для полного охвата лица, ультра звуковой

запечатывание и правильное размещение складок, охладить и дышащей, ворса. Они изготовлены, чтобы остановить

бортовая распространение инфекции.

Изображение лицевой маски 3 слоя

