

Полипропилен маска для лица одноразовые, модельер хирургические маски для лица, анти-пылевой фильтр маски

Показания лицевой маски одноразового использования

- 1) стерильная маска для больниц, клинических, медицинского персонала и пациентов;
- 2) Нестерильные маска для лица может быть использовано для пыли мастерской, фабрики пищевых продуктов и так далее.

Описание лицевой маски одноразового использования

- 1) 17,5 * 9.5cm, один размер подходит больше;
- 2) Очень мягкие петли уха устраняют давление до ушей;
- 3) Внутренний слой выполнен из мягкой ткани лица, без красителей, без химических, нежный к коже, что является высоким показателем фильтрации, BFE 99,5, PFE 99,7% при 0,1 мкм;
- 4) Жидкость устойчивы, латекс, стеклоткань свободный, без запаха;
- 5) ТИП стандарт качества IIR, удобные для медицинских работников и медицинского персонала;
- 6) Они в основном используются в больницах, медицинских центрах, стоматологических клиник и аптек.

Упаковка дизайнерские хирургические маски для лица

50шт / коробка, 40boxes / CTN, 52x19x42cm;
1 * 20 GP контейнер может содержать 1400000 штук масок, 700 CTNS;
1 * 40 HC контейнер может содержать 3,450,000 штук маски, 1725 CTNS.
Или как ваши требования.

Торговые условия дизайнерские хирургические маски для лица

MOQ	100000 шт
Цена	оборотный
Условия оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P, западное соединение, ESCROW, Paypal
Возможность поставки	1000000 шт / день, 1 * 40 HQ контейнер может быть завершена в течение 15 дней
срок поставки	Как правило, через 30 дней после того, как подтвердил заказ
Образец	Образец свободен, могут быть получены также в 2-х дней

Изображение фильтра маски

