

Напечатанные одноразовые нетканые характеристики лица для лица:

3-слои, снаружи напечатаны PP Nonfing, внутренние слои белые PP нетканые, средний слой является высоким стандартом 99 фильтровальной бумаги. С помощью стили ушей.

Вес: 35 + 25 + 25 г (удобно, без стеклянных волокон, латексных, мягких и дышащих)

Размер: 17,5x9,5 см (взрослый)

преимущества

1. Очень низкое сопротивление дыханию, свободно от внешнего запаха, без каких-либо стимулирующих чувств.
2. Бар носа может быть адаптируемой, комфортной, без стеклянных волокон, латекс бесплатно.
3. PFE (эффективность фильтрации не жирных частиц)  $\geq 30\%$ .
4. BFE (эффективность фильтрации бактерий)  $\geq 95\%$  (99%).
5. Используйте технологию ультразвуковой сварки, удобное ношение.
6. Белый, синий, зеленый, красный, розовый, желтый может быть доступен

упаковка

Не стерильные, 50 шт. / Коробка, 2000 шт. / CTN, Размер коробки: 52x38x34см,

указания

1. Стерильные продукты используются для больничного клинического медицинского персонала и пациентов.
2. Нестерильные изделия могут быть использованы для бессмысленного мастерской, больницы, лаборатории, пищевой промышленности, электронных производителей и так далее.
3. Для предотвращения распространения жидкостей организма и разбрызгивания крови и изоляции пыли, частицы, спирта, крови, бактерий и вторжения вируса.

Срок оплаты: T / T, L / C, D / A, D / P / Escrow

Время доставки: как вам количество (мы можем закончить 1 млн. ПК в день)

FOB Port: Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Одноразовые характеристики хирургической маски для лица

Описание	Напечатанные одноразовые нетканые 3Причные маски для лица напечатанные одноразовые без ткани
Материал	3PLY, PP нетканый
Масса	35 + 25 + 25 г (комфортно, без стеклянных волокон, латекс бесплатно.)
Стиль	Эластичный контур уха (без латекса)
Размер	17,5x9,5 см (взрослый)
Цвет	белый, зеленый, синий, розовый, желтый, розовый, оранжевый, фиолетовый, красный (все цвета могут быть доступны)
упаковка	Нестерильные: 50 шт. / Коробка, 2000 шт. / CTN
Дизайн упаковки	Все внутренние коробки и картонная печать могут быть в качестве вашего дизайна

размер коробки	52x38x34см
Приложения	Больничный клинический медицинский персонал и пациенты. Бесплатная мастерская, лабораторная, пищевая промышленность, электронные производства и так далее
МОQ	100000 шт
Образец	Может быть предоставлен бесплатно для проверки качества в течение одной недели
Условия оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P / ES