

Резюме

Медицинские одеяла, которые не могут быть имплантированы, изготовлены из непреодолимого и полителя.

Обеспечить тепло и комфорт во время чрезвычайной помощи первой помощи

Широко используется для использования одиноких пациентов

Идеально подходит для чрезвычайного использования, оборудования для первой помощи, центров неотложной помощи, больниц и других медицинских учреждений

Этот материал не содержит латекса

Материал:

100% полиэстер внутри, за пределами ПП.

Особенности: одноразовый, водонепроницаемый

Тип: Flat Sheet, Friendly-Crovloyloy Bloanet

Форма: прямоугольник

Образец: полосатый

Использование: отель, одноразовый, больница

is_customized: да

Вес: 220-700G, 220-700G

Сезон: четыре сезона

Название продукта: одноразовое медицинское одеяло

Ключевые слова: одноразовый

Цвет: синий, белый или отрегулированный

Ткань: 100% политы, не -слоя.

Использование: авиакомпании, больницы, дома престарелых

Логотип: получить скорректированный логотип

Размер: получить отрегулированный размер

Дизайн: принимайте специальные дизайны

Пакет: 1 ПК/пакет Poli

Быстрая деталь

Место происхождения: Китай

Материал: полиэфир + не -плотный

Особенности: сложенные, одноразовые, массаж, водонепроницаемый

Техника: неткана

Форма: квадрат

Использование: нагревание, пациенты движутся

is_customized: да

Возможность поставки

Возможность снабжения: 100000 штук/кусочков в неделю

Упаковка и доставка

Порт: Фоб Ухан/Шанхай/Нинбо

Время ожидания:

Количество (вырезать)	1 - 100000	> 100000
СТАНДАРТНОЕ ВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ. Время (день)	20	Быть согласованным

товары	счет
Место происхождения	Китай
Ингредиент	Полиэфир + не -минимальный
Особенность	Складка, одноразовый, массаж, водонепроницаемый
Техника	Не анноизирующий
Форма	Коробка
Использовать	Разогревая пациентов и движения
настроено	Да



Используется в: больница скорой помощи дома престарелых

можно упаковать индивидуально

Описание продукта







