

Стиль одноразового простыня для больниц

Плоский, эластичный на двух концах, эластичный на четырех углах;

Мы также производим подрамники.

Подробности о одноразовая простыня для больниц

1. Материал: нетканый материал SPP, SMS, микропористый, спанлейс
2. Вес: 20–100 г / м²
3. Цвет: белый, зеленый, синий, желтый и т. д.
4. Размер: 200см * 120см / 200см * 90см / 180см * 120см / 180см * 90см / 90 * 60см может быть выполнено по запросу клиента)
5. Стиль: резинка с двух концов или резинка по четырем углам, у нас также есть плоский стиль,
6. Это хороший барьер для крови, биологических жидкостей и патогенов, без латекса, устойчивый к стиранию, с низким ворсом, с высоким уровнем водоотталкивающих свойств.
7. Он широко используется в больницах для койки неотложной помощи и хирургической койки.

Упаковка одноразовой простыни для больниц

Стерильная упаковка	1 шт. / стерильный бумажный пластиковый пакет, 50 шт. / упаковку
Обычная упаковка	5 шт. / упаковка, 50 шт. / упаковка
Примечания: все могут быть специально настроены в соответствии с вашими фактическими требованиями	

Фотографии одноразовой простыни для больниц

