

## Product details

### Особенности хирургической SMS45g одноразовой одежды

1. Хирургический платье является прочным, мягкий, легкий, удобный, ссадины и статического электричества устойчивостью.
2. Хирургический халат воздух и проницаемыми пар, в то время как сопротивление воды жидкости и аэрозоли.
3. Платье изготавливается из 100% SMS высокой плотности, не содержащий никаких добавок, клеев.
4. Хирургическая мантия со специальным покрытием, чтобы эффективно предотвратить вредное, тончайшую пыль, высокая densityinorganic кислот, щелочей и растворов солей.

### Спецификация SMS45g хирургической одноразовой одежды

описание	SMS45g хирургические одноразовые производитель одежды, медицинские одноразовые хирургические платье, больницы хирургических простыней халаты
материал	SMS (Полипропилен Спанбонд Нетканые ткани + аэродинамическим способом из расплава Нетканое полотно + Полипропилен Спанбонд Нетканые ткани)
Размер	S (110 * 130см), M (115 * 137см), L (120 * 140см) XL (125 * 150см) 2XL (130 * 150см) или любые другие индивидуальные размеры
Вес бумаги	16-65gsm доступен (как ваш запрос)
Детали	Стерильные и нестерильные, стандартный и усиленный стиль, стандартные и ультразвуковые, с и без полотенца. липучка на воротнике, завязывает на талии, трикотажными манжетами
цвет	синий
упаковка	нестерильные, 10 шт / мешок, 50pcs / CTN или 100шт / кор. стерильные, 1 шт / стерильный мешок, 50pcs / CTN или 100 шт / кор
заявка	Медицинский & Amp; здоровье / Бытовая / Лаборатория
Характеристика	Прочный, экологически чистый, нетоксичный, дышащий и гибкие Антиалкогольная, Анти-полукровка, Анти-Ойл, Антибактериальная, Водонепроницаемый, Acid доказательство, доказательство алкалия, УФ-стабилизатор, Non-более мягким
Доставка	Один 40HQ контейнер может быть Finished в пределах 15-25days.
Место хранения	Хранить в сухом, влажность ниже 80%, вентилируемые, неагрессивных газов склад
Условия платежа	T / T, L / C, D / A, D / P, западное соединение, ESCROW, Paypal
примечание	1.Это продукт может быть стерилизован оксидом этилена.

	2.Validity: 3 года
OEM	1.Material или другие характеристики могут быть в соответствии с customers'requirements. 2.Customized Logo / бренд распечатаны. 3.Customized упаковка доступна.
сертификат	CE, ISO13485, FDA

## Product display






orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

- 1, Свободный образец.
- 2, малый заказ приемлемый;
- 3, условия L / C, T / T, D / P в наличии;
4. FOB, CNF, CIF, условия EXW доступны;
- 5, конкурентоспособная и стабильная цена, потому что мы фабрика.
- 6, Квалифицированные продукты. 3-я часть осмотр продукт является приемлемым.
- 7, обслуживание OEM. Другие варианты на материал, узор, размер и упаковки;
- 8, своевременная поставка. Лучшее время свинец 25-30 день для 40HQ контейнера.
- 9, Профессиональный экспортный сервис. Документация, оформление, морские перевозки, все в одном.
- 10, хорошее послепродажное обслуживание. Мы принимаем жалобы по уходу, как мы хотели бы быть вашим долгосрочным поставщиком!

